

 Micaco Inspiring®
Hips stretch air belt

骨盤ストレッチエアーベルト



取扱説明書 保証書付

お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
各部の名称	9
充電方法	10
ご使用方法	11
骨盤ストレッチモード、骨盤リラックスモードの準備	13
おすすめの姿勢（骨盤ストレッチモード、骨盤リラックスモード）	14
美脚モードの準備	15
おすすめの姿勢（美脚モード）	16
収納・お手入れ・保管方法について	17
保管について	18
Q&A	19
保証とアフターサービスについて	21
無料修理規定	22
保証書	23

製品仕様と定格

販売名	骨盤ストレッチエアーベルト
型番	PSA-100
電源	充電式（リチウムイオン電池内蔵 2,400mAh）
定格消費電力	約6W（最大9W）
充電時間	約 240 分
電池持続時間	約 100 分（10回使用）※1

材質	コントローラー：ABS樹脂+PC（ポリカーボネート） ベルト：ポリエステル、ナイロン、他
寸法	全サイズ（コントローラー含む） 約 W1200×D36×H240mm
重量	全重量（コントローラー+ベルト）約 505g
対応サイズ	巻き付け周囲：約 65～110cm
タイマー	10分（モード連続使用時間）
電源アダプター	定格入力：AC100-240V 50/60Hz 定格出力：DC5V 1A
セット内容	本体、USBケーブル、電源アダプター 取扱説明書（保証書付き）
生産国	中国

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 弊社推奨の使用 방법에準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。

安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室
での使用禁止



分解禁止

記号は、
してはいけない
こと(禁止)を
表しています。





必ず守る

記号は、しなければ
ならないこと(強制)を
表しています。

警告

症状について

 <p>禁止</p>	<p>次の方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。</p> <hr/> <p>医師からマッサージを禁じられている方</p> <p>例：血栓〔そく(塞)栓〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕など</p> <hr/> <p>ペースメーカーなどの電磁障害の影響をうけやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している方</p> <hr/> <p>妊娠中や出産直後の方</p> <hr/> <p>骨盤周り（おしり）や太ももに重度の血行障害のある方</p> <hr/> <p>血圧に異常がある方</p> <hr/> <p>上記以外で身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。事故、体調不良、症状を悪化させる原因になります。</p> <hr/> <p>自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方、18歳未満のお子様には使用させないでください。事故やけがの原因になります。</p>
 <p>必ず守る</p>	<p>次のような方は必ず医師とご相談の上ご使用ください。事故や健康を害するおそれがあります。</p> <hr/> <p>悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方</p> <hr/> <p>現在腰痛の方や、過去に腰や背中、骨盤、股関節を痛めたことのある方 変形性関節炎、リウマチ、痛風の方</p> <hr/> <p>腰痛（椎間板ヘルニア）、捻挫、肉離れなどの急性とう（疼）痛疾患 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある方</p> <hr/> <p>安静を必要としている方や体調がすぐれない方</p> <hr/> <p>骨粗しょう症の方、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性とう（疼）痛性疾患の方</p>

警告

症状について（つづき）



必ず守る

体温 38℃以上（有熱期）の方
（例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱 しているとき]

けんしょう（腱鞘）炎の方

呼吸器に障害がある方

生理中の方

美容整形を行っている方

その他、医療機関で治療中の方

上記以外に、身体に異常を感じている方

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

ご使用について



禁止

本体にピンや針を突き刺さない、または、刃物で傷つけないでください。
火災や感電、やけどの原因になります。

使う前には、必ず布地が破れていないか確認してください。
破れがある場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
事故やけがの原因になります。

18歳未満の方は使用しないでください。

お子様に使用させないでください。本体の上で遊ばせたり、
のせたりしないでください。
事故やけがの原因になります。（耐荷重は 90 kg 以下になります。）

本製品を落したり、重いものをのせたり、勢いよく座るなど強い衝撃を
加えないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

警告

ご使用について（つづき）



禁止

他の器具、機器などと同時に使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。

運転中に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

飲酒中に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

骨盤周り（おしり）、太もものケア以外の目的で使わないでください。
事故やけがの原因になります。

ご使用時以外は本製品に腰掛けたり、上に乗ったり、立ったりしない。
事故やケガの原因になります。

ケア部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しないでください。
感電やショート、故障の原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。
事故のおそれがあります。



本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しないでください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
次のようなことは絶対にしないでください。


- ・加熱や火中投下
- ・高温多湿環境でのご使用、充電、放置
- ・火気のある環境でのご使用、充電、放置
- ・ホコリやチリの多い環境で放置
- ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電

警告

ご使用について（つづき）

 <p>分解禁止</p>	<p>本製品の分解・改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。</p> <p>火災・感電・ケガの原因になります。</p>
 <p>風呂、シャワー室での使用禁止</p>	<p>本体および充電用ケーブルに水をかけたり、浴室など湿気の多い箇所や屋外で使用しないでください。</p> <p>火災や感電、けがの原因になります。</p>

電源について

 <p>禁止</p>	<p>本体の充電ポートの隙間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。感電やけがの原因になります。</p> <hr/> <p>充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。</p> <p>また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。</p> <p>火災や感電の原因になります。</p> <hr/> <p>電源アダプターと充電用ケーブルが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p>感電、ショート、火災の原因になります。</p> <hr/> <p>付属の電源アダプターと充電用ケーブル以外は使用しないでください。</p> <p>また、付属の電源アダプターと充電用ケーブルは本製品専用です。</p> <p>他の機器には絶対に使用しないでください。</p> <p>火災や感電、故障の原因になります。</p> <p>指定外の充電条件（指定以上の高い温度、指定以上の充電電圧や大きな電流、改造した充電器など）で充電すると、過充電され、電池が発熱、破裂、発火する原因となります。</p> <hr/> <p>お手入れの際は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。</p> <p>また、ぬれた手で抜き差ししないでください。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注意

ご使用について



禁止

食後すぐに使用しないでください。
(体調不良の原因になります)

使用中にめまい、足の痙攣、息切れなどの身体の異常を感じた際は、
すぐに使用を中止し、医師と相談してください。

同時に2人以上で使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

エアーバッグに故意に力を加えて無理やり止めないでください。
事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

ご使用前に、必ず操作ボタンなどが正常に動作するか確認してください。

使用中に体勢を変える際は十分にご注意ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発煙・発火、感電の原因になります。

医療行為には使用できません。

初めてご使用の際は「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか
十分注意してください。
初めからエアアの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

皮膚が弱い方はエアーバッグ部分が背中、腰、お尻、脚などの皮膚
に直接触れないようにしてください。
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

同じ部位への使用時間は1日20分以内にしてください。
長時間の使用は筋肉や神経に必要以上の刺激になるので、逆効果や
けがの原因になります。


各部の名称

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものがそろっているか確認してください。


本体

コントローラー



ベルト

外側



面ファスナー

内側




仙骨サポートボール

※コントローラーは
ベルトから外せません。

付属品

充電用ケーブル



電源アダプター



取扱説明書 (保証書付き)




※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

充電方法

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- 1** 本体の充電ポートに、付属の充電用ケーブルを差込む。
※正しく挿したとき、通常、金属部分が数ミリ程度見えるところで止まります。これは不具合ではありません。



LED ランプ


充電中：ABC の順番に点滅
フル充電：ABC すべてが点灯

- 2** 電源アダプターを家庭用コンセントに差し込む。

※充電中、本体・充電アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。
※フル充電されるまでの時間は約 240 分です。
※充電中は本体を使用できません。

- 3** 充電が完了したら、電源アダプターの電源プラグをコンセントから外し、本体と電源アダプターから充電用ケーブルを取り外してください。

ご使用方法

1 電源ボタン () を約 2 秒間 押し、電源をオンにする。

※A のライトが点灯し、骨盤ストレッチモードが開始されます。


※使い始め (購入直後や 3 カ月以上放置したとき) や使用中に動作が停止したときは、必ず充電してからお使いください。

モード追加

2 モードボタン (**M**) を押し、モードを選ぶ。

※途中でモードボタンを押すと、動作強度がレベル 1 の状態ではじめから開始されます。(タイマーもリセットされます。)


※全モード約 10 分で自動的に停止します。



ご使用中に「ピッピッピッ」と連続音が鳴り、モード表示ランプが点滅したら電池残量が少なくなっています。終了して充電を行ってください。

強度設定

3 強度ボタン (+/-) を押して、強度を選ぶ。



※最初は弱から使用し、無理のないレベルを確認してから、強度をあげていってください。

4 途中で止めたい場合は、電源ボタン (⏻) を約2秒間押して、電源をオフにする。

※すべてのライトが消灯します。

使用上の注意

身体や肌に異常を感じた場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となります。

効果は使用になる方の体質によって個人差があります。

停止後、空気が完全に排出するまで、ベルトを外さないでください。

長時間連続してお使いになると、本体内部の機器が熱を持つことがあります。

故障ではございませんので、熱が冷めるまでしばらく電源をお切りください。

頭、首、胸、または腹部、疾患部にエアバッグをあてて使用しないでください。事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。


骨盤ストレッチモード、骨盤リラックスモードの準備

1 布地が破れていないか確認する

- ・ご使用前には、必ず布地が破れていないか確認してください。
- ・布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

2 足を閉じて、ベルトの端を持ち、おしりにあてる


- ・「上面はコチラ」の表示が上側になるように調整してください。充電口の反対側に表示があります。
- ・左右のベルトが同じ長さになるようにあててください。
- ・身体が前かがみになったり、脚が開かないよう姿勢に気をつけてください。
- ・本体を落とさないようにしっかりとってください。



3 位置と高さを合わせる

- ・おしりの中心に仙骨サポートポールを合わせます。
- ・高さは、ベルトの上端が、腰の出っ張りに被る位置が目安となります。

※個人差がありますので、体感の良い高さで微調整を行ってください。





○ 正しい位置 × 誤った位置

4 ベルトをとめる

- ・左右のベルトを隙間が出来ないように、身体の前側に面ファスナーでしっかりとめます。

※ベルトを巻いた後は、面ファスナーをしっかりと押さえてください。


- ・おなかを圧迫しないようにご調整ください。



おすすめの姿勢(骨盤ストレッチモード、骨盤リラックスモード)


■立ちながら使うときは

- 1 机など安定したものにつかまり立ちする
- 2 背筋を伸ばして脚を閉じる
※背筋を丸めないようにご注意ください。





■座りながら使うときは

- 1 ソファなどに座り、おしりにベルトがつぶされないように少し上にずらす
・エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。
※ベルトを巻いた状態で勢いよく座らないでください。
- 2 面ファスナーが外れてないか確認する
・座るときに面ファスナーが外れたり、ゆるんだりする場合がありますので、一度電源を OFF にしてから、しっかり巻き直してください。
※脚を組んだり広げないようにご注意ください。
・おなかを圧迫しないような位置にご調整ください。



■寝ころびながら使うときは

- 1 頭や身体をぶつけるものがないか確認して寝ころぶ
・コントローラーを身体とベッドなどの間に挟まないでください。
- 2 面ファスナーが外れてないか確認する
・寝ころぶときに面ファスナーが外れたり、ゆるんだりする場合がありますので、一度電源を OFF にしてから、しっかり巻き直してください。
※脚を組んだり広げないようにご注意ください。



※かたい床や椅子は避け、柔らかな椅子やソファの上でご使用ください。
※面ファスナーが衣服やベッド、ソファにつかないようにご注意ください。

美脚モードの準備

1 布地が破れていないか確認する

- ・ご使用前には、必ず布地が破れていないか確認してください。
- ・布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。


2 椅子などに座り、ベルトの端を持ち、太ももの下から通す

- ・「上面はコチラ」の表示が上側になるように調整してください。充電口の反対側に表示があります。
- ・左右のベルトが同じ長さになるようにあててください。
- ・脚が開かないよう姿勢に気をつけてください。



3 位置を合わせる

- ・太ももの後ろの隙間に仙骨サポートポールを合わせます。
- ・太ももの付け根に沿って、ベルトをあてます。
- ・エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。



4 ベルトをとめる


- ・ベルトがゆるくないか（太ももとの隙間がないか）を確認し、面ファスナーでしっかりとめます。
- ※ベルトを巻いた後は面ファスナーをしっかりと押さえてください。
- ※ベルトと太ももの間に隙間が空いてしまう場合は、足の隙間にタオル等を入れてご使用ください。



おすすめの姿勢（美脚モード）


■立ちながら使うときは

- 1 机など安定したものにつかまり立ちする
- 2 背筋を伸ばして脚を閉じる
※背筋を丸めないようにご注意ください。
※ベルトと太ももの間に隙間が空いてしまう場合は足の隙間にタオルなどを入れてご使用ください。





■座りながら使うときは

- 1 ソファなどに座り、おしりにベルトがつぶされないように少し上にずらす
・エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。
※ベルトを巻いた状態で勢よく座らないでください。
- 2 面ファスナーが外れてないか確認する
・座るときに面ファスナーが外れたり、ゆるんだりする場合がありますので、一度電源を OFF にしてから、しっかり巻き直してください。
※脚を組んだり広げないようにご注意ください。
・おなかを圧迫しないような位置にご調整ください。



■寝ころびながら使うときは


- 1 頭や身体をぶつけるものがないか確認して寝ころぶ
・コントローラーを身体とベッドなどの間に挟まないでください。
- 2 面ファスナーが外れてないか確認する
・寝ころぶときに面ファスナーが外れたり、ゆるんだりする場合がありますので、一度電源を OFF にしてから、しっかり巻き直してください。
※脚を組んだり広げないようにご注意ください。



※かたい床や椅子は避け、柔らかい椅子やソファの上でご使用ください。
※面ファスナーが衣服やベッド、ソファにつかないようにご注意ください。

収納・お手入れ・保管方法について

本体の収納方法



お手入れ方法

1. お手入れの前に、必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
2. コントローラー・ベルトの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってからコントローラー・ベルトの表面汚れを丁寧に拭き取ってください。
3. シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ変色などの原因になります。※絶対に水洗いしないでください。

保管方法

使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源アダプターと充電用ケーブルを抜いて保管してください。

充電池について


- ・ 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- ・ 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- ・ 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ・ 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。
また1ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

保管について

本品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所




風通しの
良い場所

気温 10～35℃
湿度 20～80%

上記の気温と湿度の場所
※充電時にも上記条件で行っ
てください。

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所




火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所



冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所

注意

乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

Q & A

●電源が入らない

- ・電源ボタンを長押し(2秒間)しているか再度ご確認ください。
- ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
- ・充電用ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。充電しながらは使用できません。

●使用した場所が赤くなった

- ・直ちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。

●エクササイズが強すぎる / 弱すぎる。

- ・ベルトの巻きかたによって、エクササイズ感を調節できます。エクササイズ感が強い→ゆるめに巻いてください。エクササイズ感が弱い→隙間なく巻いてください。

●途中で止まる。

- ・10分動作した後に自動で電源が切れます。自動OFFではないかご確認ください。
- ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。

●使ってはいけなるときはありますか？

- ・発熱時
- ・妊娠中や出産後 詳しくはP4をご確認ください。

●使用できない部位はありますか？

- ・本商品は骨盤まわり(おしり)、太もも専用です。それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。

●1日何回使ってもいいですか？

- ・同じ部位への使用回数は1日2回までです。

●浴室で使用できますか？

- ・防水仕様ではございません。浴室での使用は故障の原因となりますのでお控えください。

●使用中にコントローラーが熱くなる。

- ・長時間連続してお使いになると、本体内部の機器が熱を持つことがあります。故障ではございませんので、熱が冷めるまでしばらく電源をお切りください。

●使用できる骨盤まわりや、太もものサイズは？

- ・使用可能な巻き付け周囲：約65cm～110cm

Q & A

- エクササイズ中、ベルトがずれた感じがします。
 - ・多少衣類が動きベルトがずれたように感じる場合がありますが、異常ではありません。
- 肌に面ファスナーがあたって、違和感を感じる。
 - ・薄手のハンカチなどあてて、使用してください。
- ベルトの空気が抜けません。
 - ・エアータグに残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。
空気が自然に抜けるまでしばらくお待ちください。
- 異音がする。
 - ・パリパリ音：エアータグに空気が入るとき、面ファスナーが引っ張られる音です。
 - ・ウォーン音・ウィーン音：モーターの音です。
 - ・シュー音・スー音：エアーの排気音です。
構造上発生する音です。異常ではありません。
- 使用中、焦げ臭い
 - ・機械の故障が考えられます。ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 洋服の上から使えますか？
 - ・使えます。

保証とアフターサービスについて

使いかた、お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・購入日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間とします。この保証は本体のみ適応し、その他の付属品には適応されません。

修理を依頼する前に

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

保証期間内の修理について

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店へご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間について

この製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了から3年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ商品と本誌をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - ・不当な修理や改造による故障や損傷
 - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
 - ・一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください）
 - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地自治体にお問い合わせください。電源アダプターも、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償修理を行う事をお約束するものです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店へ修理を依頼してください。

商品名	骨盤ストレッチエアーベルト
型番	PSA-100
保証期間	お買い上げ日から1年間(付属品は除きます)
製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 〒 お名前 様 電話 () -
※販売店	販売店名・住所 電話 () -

※販売店様へ ※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴェアスタジオ
〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-17-11
TEL : 0120-998-830